

I mescolatori per polveri modello DUPLEX sono adatti adatti alle operazioni di mescolazione di materiali polverosi secchi e umidi.
 Fabbricazione in acciaio inox AISI 304 o 316. (optional)
 Apertura boccaporti di carico con unico aggancio.
 Valvola di scarico prodotto di tipo a farfalla.
 Posizionamento automatico del recipiente per lo scarico e carico prodotto.
 Gruppo freno frizione in bassa tensione.
 Pannellatura, in acciaio inox Aisi 304, smontabile per per facilitare l'accesso agli organi interni.
 Protezione alla rotazione del recipiente in acciaio inox Aisi 304 con apertura a cancello.
 Micronizzatore a doppia elica con velocità regolabile per impieghi particolari. (optional)
 Capacità da 5 a 2000 litri utili.
 Apparecchio costruito a normative **CE**.

Optional

Celle di carico per la pesatura prodotto.
 CIP di lavaggio interno.
 Parti a contatto con prodotto in acciaio inox Aisi 316.
 Regolazione elettronica della velocità di agitazione.
 Apparecchio costruito a norme G.M.P.
 Sistema di riscaldamento recipiente.
 Micronizzatore.
 Temporizzatore di funzionamento.
 Basamento in acciaio inox Aisi 304.
 Predisposizione per carico automatico.



Modello	Larghezza	Altezza	Profondità	Cap. Total.	R.P.M.	Scarico
5	1000	1200	1500	7,5	30	1" 1/2 TC
25	1400	1400	1600	37,5	30	2" TC
50	1600	1550	1700	75	25	2" 1/2 TC
100	2000	1650	1900	150	25	3" TC
250	3200	2300	2700	375	16	3" TC
500	3300	2550	2900	750	15	4" TC
750	3700	2900	3100	1125	14	4" TC
1000	4000	3150	3450	1500	12	5" TC
2000	4850	3850	4200	3000	8	5" TC

Tutti i dati sono espressi in mm, Kilogrammi, KiloWatts.

Il costruttore si riserva la modifica dei dati costruttivi senza preavviso.



Multiagency S.r.l.

Sede Legale - Via Manara, 51 - 27051 Cava Manara - PV - Italia

Tel +39 0382552007 - Fax +39 0382552007 - Skype multiagency

E-mail info@multiagency.it - Web www.multiagency.it - www.laborall.it