



Scheda Tecnica Prodotti

Gli innovativi turboemulsori della serie MENKAR sono gli unici con il nuovo sistema di sostegno e ribaltamento del recipiente di produzione a monostelo (MENKAR D doppio braccio).

Una macchina di ridotte dimensioni creata per ottimizzare gli spazi e facilitare l'uso all'operatore.

Velocità del ciclo produttivo grazie anche alla nuova pompa emulsionatrice Sirio 2 capace di prestazioni sensazionali e di garantire 100 ricicli/ora dell'intero prodotto.

Sistema di agitazione lento CUB R semplice nelle fasi di montaggio e smontaggio per una completa pulizia, grazie ai particolari profili delle parti fisse e mobili ad elevata efficienza di mescolazione.

Scarico dei prodotti lavorati con valvola a tappo bidirezionale ottima anche per il carico di sostanze polverose. Il tutto a vantaggio dei tempi di produzione.

Sistema AAO per la programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria in maniera da creare un controllo e verifica con l'operatore.

Telaio portante reticolato e calibrato per diminuire il peso totale. Gestione macchina con PLC e Touch screen a colori completo di ricette e magazzino dati con possibilità di stampa tramite porta infrarossi, comunicazione con porta ethernet per diagnosi e gestione allarmi*.

Costruzione secondo le specifiche FDA e GMP. Insonorizzazione interna per abbattere le risonanze. Lavaggio interno con sfere di lavaggio azionate dalla pompa emulsionatrice*.

Design accattivante dalle linee tese e pulite ideato dall'Architetto Thomas Eghell.

La più completa e innovativa macchina per le produzioni di farmacosmetici.

Optionals

Celle di carico per la pesatura. CIP di lavaggio interno.

Scheda di dialogo per aggiornamenti software.

Regolazione elettronica della velocità di agitazione.

Phmetro con sonda a contatto con il prodotto. Isolamento intercapedine.

Registratore dati grafico. Basamento portante in acciaio inox aisi 304. Porta ethernet diagnosi e gestione allarmi. Lavaggio con pompa emulsionatrice.

MENKAR



Modello	Larghezza	Altezza Chiuso	Altezza Aperto	Profondità	Cap. Totale	KW Tot.
100-120	2000	1900	2900	900	132	16
150-200	2100	1900	3000	1050	196	20
300-350	2200	2000	3300	1050	370	22
500-600	2500	2300	3700	1200	640	30
750-850	3000	2500	4000	1200	900	40
1000-1200	3200	2800	4500	1500	1300	45



Multiagency S.r.l.

Sede Legale - Via Manara, 51 - 27051 Cava Manara - PV - Italia

Tel +39 0382552007 - Fax +39 0382552007 - Skype multiagency

E-mail info@multiagency.it - Web www.multiagency.it - www.laborall.it



Multiagency
one partner, many solutions